




Eco-Clin Tabs 88 KONEASTIANPESUAINETABLETTI

Eco-clin Tabs 88 koneellisen astianpesun tabletit soveltuvat kaikille konepesun kestäville keittiövälineille. Tuotteen koostumus suojaa erityisesti lasia korroosiolta tehden niistä kirkkaan puhtaita. Erinomaisen puhdistuskykynsä ansiosta tabletit irrottavat vaikeaakin likaa, esimerkiksi proteiinisaostumia ja tärkkelystä, sekä poistavat kahvi- ja teetahrat. Eco-clin Tabs 88 tabletit ovat helppoja ja vaivattomia käyttää.

- **Puhdas** - Tehokas proteiinitahroja ja tärkkelystä vastaan, poistaa vaikeaakin likaa
- **Turvallinen** - Suojaa lasia korroosiolta ja harmaantumiselta
- **Tehokas** - Helppoja ja vaivattomia käyttää.



KÄYTTÖOHJEET



Vedenkovuus	annostus		annostus 5 kierron välein
	< 20 L	> 20 L	
Pehmeä vesi	1	2	1
Keskikova vesi	1	2	1
Kova vesi	2	3	2

Eco-Clin Tabs 88:n annostelu määräytyy likaisuusasteen, veden kovuuden ja astianpesukoneen huuhtelukapasiteetin mukaan.

- 1 Tutustu tuotteen etikettiin ja hygieniasuunnitelmaan
- 2 Avaa 1 tabletti kaikille likaisuusasteille
- 3a Pienissä astianpesukoneissa (täyttökapasiteetti alle 20 l) aseta Ecol-clin Tabs 88 manuaalisesti koneeseen
- 3b Suuremmissa koneissa annosteletuote suoraan pesutankkiin. Riippuen vesisytöstä ja likaisuusasteesta, voidaan annostusta tarvittaessa nostaa. Astianpesukoneille, joissa vesi vaihtuu joka pesukerran jälkeen, annosteletuote jokaiselle käyttökerralle. Tarkista pesuaineen määrä

LISÄTIETOJA

Vain ammattikäyttöön!
pH kons. 100% 10,3-11,3, pH käyttöliuos 10,5. pH on suuntaa-antava, annostusta muuttamalla tuotteen käyttöliuoksen pH arvoa voidaan säädellä.

TURVALLISUUS

Lisätiedot ja turvallisuusohjeet: katso tuotteen etiketti ja käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Säilytyslämpötila 0 - 30°C .
Säilytys alkuperäisastiassa kuivassa paikassa.

PAKKAUSKOKO

4 kg (200 tablettia)