

Des Sanitary

WC-TILOJEN DESINFIOIVA PUHDISTUSAINE

POWERED BY
ECOLAB



KUVAUS:

Desinfioiva WC-tilojen puhdistusaine päivittäiseen käyttöön. Tämä erittäin tehokas puhdistusaine poistaa koviilta pinnoilta ihorasvan, saippuajäämät ja lian.

- Erinomainen puhdistusteho ja tehokas kalkin poistaja
- Tämä nopeasti vaikuttava laajakirjainen antimikrobinen tuote parantaa WC-ympäristöjen turvallisuutta
- Maksimaalinen puhdistusteho jättää jälkeensä miellyttävän tuoksun



KÄYTTÖOHJEET:

KOVILLE PINNOILLE JA LATTIOILLE

1. Käytä aina henkilösuojaimia tuotetta käsitellessäsi ja kiinnitä näkyviin paikkoihin varoitusmerkkejä turvallisuuden varmistamiseksi
2. Laimennus 5-30 ml Des Sanitary-tuotetta 1 litraan vettä; suihkepullolaimennus 20-30 ml
3. Levitä liuos puhdistettavalle pinnalle suihkepulton tai sangon avulla
4. Pyyhi ja puhdista pinnat ja anna vaikuttaa ilmoitetun vaaditun ajan
5. Huuhtelee vedellä tai pyyhi puhtaalla kostealla pyyhkeellä ja anna kuivua itseksensä

WC-ISTUIMEN PUHDISTUKSEEN

1. Käytä aina henkilösuojaimia tuotetta käsitellessäsi ja kiinnitä näkyviin paikkoihin varoitusmerkkejä turvallisuuden varmistamiseksi
2. Käytä tuotetta sellaisenaan 1 litran pullosta
3. Sulje WC-istuimen kansi ja vedä WC. Avaa kansi ja laske veden tasoa työntämällä vettä toistuvasti harjalla
4. Levitä tuotetta istuimen reunan alle, ympäri pönttöä ja vesirajan alapuolelle
5. Varmista WC-harjan avulla, että tuote peittää kaikki pinnat ja poista lika. Jos mahdollista, jätä harja pönttöön
6. Anna vaikuttaa enintään 5 minuuttia, vedä WC ja huuhtelee sekä WC että harja



TEHO:

Bakterisidinen standardin EN 1276 mukaisesti 1,5 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 5 minuutissa
Bakterisidinen standardin EN 1276 mukaisesti 1 %:n käyttöliuoksella puhtaissa olosuhteissa 1 minuutissa
Bakterisidinen standardin EN 16615 mukaisesti 2,5 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 1 minuutissa
Jestisidinen standardin EN 16615 mukaisesti 2 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 1 minuutissa
Virusidinen standardin EN 14476 mukaisesti vaipallisia viruksia vastaan 2 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 5 minuutissa
Virusidinen standardin EN 14476 mukaisesti vaipallisia viruksia vastaan 3 %:n käyttöliuoksella puhtaissa olosuhteissa 1 minuutissa
VAIN TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖÖN
Jestisidinen standardin EN 1650 mukaisesti 2 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 5 minuutissa
Jestisidinen standardin EN 13697 mukaisesti 7 %:n käyttöliuoksella likaisissa olosuhteissa 15 minuutissa



KÄYTTÖ:

Sertifioitunut desinfiointituotteemme tehoavat oikein käytettyinä 99,99-prosenttisesti julkisissa tiloissa esiintyviin bakteereihin ja vaipallisiin viruksiin.

Kaikille WC-tilojen haponkestäville pinnoille ja lattioille; ei saa käyttää klooria sisältävien tuotteiden kanssa.

1 litran pullossa on suuntasuutin WC-istuimen ja pisaarin helppoa puhdistusta varten.



TURVALLISUUS JA SÄILYTYS:

- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Käytä desinfioivaa puhdistusainetta turvallisella tavalla. Lue aina tuotemerkinnät ja tuoteseloste ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjille pyynnöstä.
- Hävitä pakkaus vain tyhjänä ja suljettuna. Tuotejäämät: Lue käyttöturvallisuustiedote.
- Aktiivinen ainesosa 100 g nestettä sisältää 8 g L-(+)-maitohappoa, 2,45 g alkyyl-(C12-16)-dimetyyli-bentsyyliammoniumkloridia (ADBAC/BKC (C12-16)).
- Tuotetta on säilytettävä +5 ... +40 °C:n lämpötilassa alkuperäisessä suljetussa astiassa.

TUOTEKOODI: PAKKAUSKOKO:

9104740	2 x 5 litraa
9106550	12 x 1 litra



LISÄTIETOJA



- KÄYTTÖ-TURVALLISUUS-TIEDOTTEET
- SEINÄKAAVIOT
- TUOTEOPPAAT



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Finland
Oy Ecolab Ab
PL 123
00241 Helsinki
Puh: +358 800 774 108